




E-FLEX & E-STYLE


NiTi endo limas



E-FLEX ONE

Una sola lima con eficiencia increíble

Tratamiento Térmico de azul garantiza mayor flexibilidad y seguridad.




	Tamaños Disponibles	Blíster	Aleación	Longitud (mm)	Velocidad/Par Sugerido
E-FLEX ONE	10(4%)	x3	Blue	25	400 rpm 2.5 N-cm
	15(4%)	x3	Blue		
	10(4%), 15(4%), 20(4%)	x3	Blue		
	20(4%), 25(4%), 30(4%), 40(4%)	x4	Blue		
	20(4%), 25(4%), 35(4%)	x3	Blue		

Sección Transversal



E-FLEX MINI

Son utilizadas para la preparación mecánica de los conductos radiculares en odontopediatría, asegurando una limpieza efectiva mientras se minimiza el riesgo de fracturas o daños al diente en desarrollo.




	Tamaños Disponibles	Blíster	Aleación	Longitud (mm)	Velocidad/Par Sugerido
E-FLEX MINI	17(8%)	x4	Silver	10	300 rpm, 3 N-cm
	17(8%), 20(6%), 25(6%), 30(6%)	x4	Silver	16	350 rpm 2.5 N-cm
	17(8%), 20(4%), 25(4%), 30(4%)	x4	Silver		

Sección Transversal



E-FLEX S

Limas de formación para una formación profunda limas de acabado para pasar curvas desafiantes en la región apical.



	Tamaños Disponibles	Blíster	Aleación	Longitud (mm)	Velocidad/Par Sugerido
E-FLEX S	SX(04v)	x6	Gold	19	350 rpm 2 N-cmT
	S1(02v), S2(04v), F1(07v) F2(08v), F3(09v)	x6	Gold	25	


Sección Transversal



E-FLEX PATH FILE

VENTAJAS EN COMPARACIÓN CON LIMAS MANUALES.

- Flexibilidad intensiva y más resistente a la fatiga cíclica
- Sigue el contorno del conducto radicular, retiene más dentina
- Acortar significativamente el tiempo de preparación
- Menos desviación en conductos
- Adecuado para conductos radiculares curvos




E-FLEX PATH	Tamaños Disponibles	Blíster	Aleación	Longitud (mm)	Velocidad/ Par Sugerido
	19(2%)	x6	Silver	25	350 rpm 2.5 N-cm
	13(2%), 16(2%), 19(2%), 15(3%),	x4	Silver		

Sección Transversal




E-FLEX BLUE

Tratamiento térmico de azul, proporciona una resistencia superior mientras mantiene la flexibilidad para pasar todos los conductos .



	Tamaños Disponibles	Blíster	Aleación	Longitud (mm)	Velocidad/Par Sugerido
E-FLEX BLUE	40(4%)	x6	Blue	25	350 rpm 2.5 N-cm
	50(4%)	x6	Blue		
	19(2%), 15(4%), 20(4%), 25(4%) 30(4%), 35(4%)	x6	Blue		
	15(4%), 20(4%), 25(4%) 30(4%), 35(4%)	x5	Blue		
	17(8%), 20(4%), 25(4%), 30(4%)	x4	Blue		
	17(8%), 15(4%), 20(4%), 25(4%) 30(4%), 35(4%)	x6	Blue	21	300 rpm, 3 N-cm
	50(4%)	x6	Blue		
	17(8%)	Blue		19	300 rpm, 3 N-cm

Sistema reciprocante de una sola lima con eficiencia increíble: E-FLEX REC



● **COLOR DE ESTÁNDAR ISO**
Indicar tamaño de punta

TOPE

PASO DE ROSCA VARIABLE

Aumentar gradualmente desde la punta hasta el mango para evitar succión y bloqueo



NI-TI CON

EFEECTO TÉRMICO DE MEMORIA

Mejora la flexibilidad y la resistencia a la fatiga cíclica para garantizar tratamientos seguros



INDICADOR DE CONICIDAD



MARCA PRECISA DE ONGITUD



FILO DE CORTE AGUDO
Mejora la eficiencia



SECCIÓN TRANSVERSAL DE DOBLE S

Eliminación eficiente de residuos



PUNTA SEGURA SIN CORTE

Reduce formación de escalón y extrusión apical, y minimiza la desviación del conducto

	Tamaños Disponibles	Blíster	Aleación	Longitud (mm)	Velocidad/Par Sugerido
E-FLEX REC	25(4%)	x4	Blue	25	FWD:30° REV:150°
	20(4%), 25(4%), 35(4%), 40(4%)	x4	Blue		
	20(4%), 25(4%), 35(4%)	x3	Silver		

Sección Transversal



E-STYLE GOLD

DISFRUTA TU CONFORMACIÓN DE FÁCIL MANERA

Aprobado por los especialistas de la clínica de Style italiano Endodontics: Conicidad a la medida.
¡Empoderamiento universal!

SHAPING KIT

ORIFICE OPENER



GOLD Treatment
13/25

PREFLARING GLIDE PATH



GOLD Treatment
03/12.5

SHAPING



GOLD Treatment
04vt/17

SHAPING



GOLD Treatment
05/25



ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA INICIADOR DE ORIFICIOS

- Diseño especial hoja de corte de 6mm: ideal para el trabajo al no ver las hojas de corte al nivel del orificio.
- Crear espacio para dar forma preservando la dentina pericervical.
- Menos sujeto al efecto de atornillado.
- Prevenir sobreagrandamiento o daños iatrogénicos.

Sección Transversal:



LIMA GLIDE PATH

- Taper pequeño y sección transversal en forma de S mejoran la penetración en espacios anatómicos estrechos.
- Se adapta mejor a las necesidades clínicas.

Sección Transversal:



LIMA SHAPING/CONFORMADO

- La lima con TAPER VARIABLE es fácil de usar en conductos radiculares complejos.
- Minimizando el riesgo de fractura de lima.
- Elimine las interferencias y prepare el canal para darle una forma segura con la siguiente lima.


Sección Transversal:



LIMA SHAPING/CONFORMADO

- Preserva la dentina mientras es útil para una limpieza profunda y una obturación adecuada.

Sección Transversal:



E-STYLE BLUE

- Lima de conformación final en la preparación del conducto radicular.
- Tratamiento térmico azul para un tacto más suave y mínimamente invasivo.
- Se adapta a varios tamaños de ápice de conducto radicular:
Perfectamente adaptado a las exigencias clínicas.
- Tienen una conicidad más grande y pueden procesar mas pulpa dental:
Ideales para la preparación de dietes posteriores y para facilitar el precurvado.

KIT DE ACCESORIOS

PREFLARING
GLIDE PATH 



BLUE Treatment
03/12.5

FINISHER 



BLUE Treatment
04/35

FINISHER 



BLUE Treatment
03/45

FINISHER 



BLUE Treatment
03/60



ZARC



BlueShaper®

Pink + Blue

Dos aleaciones en un sistema

• LA ALEACIÓN PINK


Presente en la lima Z1, le confiere una resistencia a la torsión suficiente para avanzar en cualquier conducto. Incluso en aquellos más estrechos o calcificados.

• LA ALEACIÓN BLUE

Presente en el resto de limas, aumenta la resistencia a la fatiga cíclica y la flexibilidad para respetar la anatomía original en conductos de gran curvatura.

El primer sistema de limas NiTi de sexta generación

LA REVOLUCIÓN EN ENDODONCIA.
DISEÑADO POR ODONTÓLOGOS ESPAÑOLES.



Tamaños Disponibles	RPM	MFD	TAPER	Ø
 Z1	500	0,90	2-10%	0,14
 Z2		0,90	2-10%	0,17
 Z3		0,88	5-6%	0,19
 Z4		0,91	5-6%	0,25

SlimShaper®

Gold + Pink + Blue

Tres aleaciones en un sistema


Diseñado para conductos complejos por esclerosis o por curvaturas abruptas. Limas con una flexibilidad jamás vista y mínimamente invasivas, gracias a una conicidad del 4%.

Permiten una preparación muy rápida del conducto manteniendo la anatomía del mismo muy próxima a la original.

Sistema simplificado de 3 limas que hace que el tratamiento sea rápido, efectivo y muy preciso.

Es **rápido**, **eficaz**,
ultraflexible y
conservador.

EL PRIMER SISTEMA TRIALEACIÓN MÍNIMAMENTE INVASIVO DEL MERCADO



Tamaños Disponibles	RPM	MFD	TAPER	Ø
 ZS1	500	0,80	2-6%	15
 ZS2		0,80	4-3%	20
 ZS3		0,84	4-3%	25

Apical Shaper®

LA ÚLTIMA GENERACIÓN DE INSTRUMENTACIÓN PARA CALIBRADO APICAL

Apicalshaper permite realizar una adecuada preparación del tercio apical del conducto preservando el resto gracias a su conicidad reducida del 3%.



Con este innovador sistema se puede ampliar el diámetro apical respetando la anatomía inicial del conducto, conservando al máximo la dentina pericervical y evitando la debilidad de la raíz.

Se utiliza como **lima de acabado**, completamente a cualquier sistema presente e el mercado.

Se puede ampliar de diámetro apical hasta un 50, respetando la dentina del conducto y pudiendo llevar más volumen de irrigante al tercio apical en los casos necesarios (nedrosis, retratamientos, etc).

*Las limas de acabado más
seguras y precisas*

**Resistencia a la
fatiga clínica
con gran poder
de torsión**



Z30

Z35

Z40

Z50

RPM: 500

Torque: 4

Finishing

Tamaños Disponibles	RPM	MFD	TAPER	Ø
 030	500	0.78	3%	0.30
 035		0.83	3%	0.35
 040		0.88	3%	0.40
 050		0.98	3%	0.50

excalibur®


Sistema de lima única sin memoria de forma

Es el sistema más rápido, sencillo, efectivo y polivalente jamás inventado.

Es un sistema de lima única reciprocante con tratamiento térmico Gold de última generación que se caracteriza por la ausencia de memoria de forma.

Con una conicidad de solo el 5%, se trata del primer sistema reciprocante de lima única conservador, capaz de eliminar menos dentina que sus competidoras en el mercado.

Presenta una estética única con mango negro y lima de color dorado brillante. La nueva instrumentación es capaz de hacerlo todo, y de hacerlo bien.



Tamaños Disponibles	RPM	MFD	TAPER	Ø
 E20	500	0.95	5%	0.20
 E25		1.00	5%	0.25
 E35		1.08	5%	0.35
 E45		1.15	5%	0.45

KFile®


Limas manuales resistentes
y fáciles de usar

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Fabricadas en acero inoxidable altamente compacto
- Conicidad del 2%
- Parte activa de 16 mm

	Tamaños Disponibles	Blíster	Longitud (mm)
K-FILE	 08	x6	25
	 10		
	 25		
	15-45		

UN CLÁSICO,
TAN EFECTIVAS
COMO SIEMPRE



Pueden adquirirse en blíster
de 6 unidades

KFlex®


Limas manuales de punta inactiva
con tope ultraresistente

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Fabricadas en acero inoxidable altamente compacto
- Conicidad del 2%
- Parte activa de 16 mm

	Tamaños Disponibles	Blíster	Longitud (mm)
K-FLEX	 15	x6	25
	 20		
	 25		
	 30		
	 35		
	15-45		

EL EQUILIBRIO
PERFECTO ENTRE
SEGURIDAD Y EFICIENCIA



ZGlider®

El mejor camino hacia
una instrumentación conservadora

LA ÚNICA LIMA ROTATORIA DE SU CATEGORÍA CON ALEACIÓN PINK

Z-Glider está diseñada para realizar glide path de manera sencilla, reduciendo el estrés clínico. De esta forma, se favorece la instrumentación hasta la longitud de trabajo.

La aleación pink le confiere una resistencia a la torsión suficiente para avanzar en cualquier conducto.



Gutapercha EXCALIBUR	Estuche
E25	x60
E35	
E45	

ZCondensor®

La termocompactación
más avanzada

CONSIGUE UNA OBTURACIÓN EFICAZ Y SENCILLA

Termocompacta la gutapercha de la manera **más sencilla** reblandeciendo la gutapercha consiguiendo una **fluidéz perfecta** que se adapta a todas las sinuosidades del conducto.



Gutapercha EXCALIBUR	Estuche
E25	x60
E35	
E45	

GUTTAPERCHA



Gutapercha BLUESHAPER	Estuche
Z4	x60
Z5	
Z6	



Gutapercha EXCALIBUR	Estuche
E25	x60
E35	
E45	

CONO DE GUTTAPERCHA

Es un material termoplástico utilizado en endodoncia para la obturación y sellado de los conductos radiculares.



	TAPER 02	TAPER 04	TAPER 06
	#15 #45		
	#20 #50	#20	#20
	#25 #55	#25	#25
	#30 #60	#30	#30
	#35 #70	#35	#35
	#40 #80	#40	
	#15-40 #45-80	#15-40	#15-40

CONO DE PAPEL

Se utilizan en endodoncia para secar los conductos radiculares tras la irrigación. Son estériles, altamente absorbentes y vienen en diferentes tamaños para un ajuste preciso.



	TAPER 02	TAPER 04	TAPER 06
	#15 #45		
	#20 #50	#20	#20
	#25 #55	#25	#25
	#30 #60	#30	#30
	#35 #70	#35	#35
	#40 #80	#40	
	#15-40 #45-80	#15-40	#15-40

CORTADORA DE GUTAPERCHA

El cortador de gutapercha es un instrumento diseñado para seccionar de manera precisa los conos de gutapercha durante la obturación endodóntica.




RING RULER

Determina con precisión la longitud de las limas e instrumentos endodónticos.



ENDO BOX BLUE

Organizador de limas e instrumentos endodónticos.



ENDO STAND BLUE

Almacenamiento de limas e instrumentos endodónticos.



ANILLOS MARCADORES

(MARCADORES DE COLORES PARA INSTRUMENTO)

Aros de silicona autoclavables ideales para identificar y organizar.



POSICIONADOR PARA RVG

Diseñados para fijar y alinear el sensor digital intraoral.

PACK X3



ENDO WRIST STAND ORGANIZADOR DE MUÑECA

Es un accesorio que se coloca en la muñeca y permite organizar y manejar limas endodónticas de forma más rápida, segura y ergonómica durante el tratamiento de conductos.

